

表2. 通常認められない菌種と感受性検査結果の組み合わせ

菌種	抗菌薬	感受性検査結果
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	VCM	NS
<i>Streptococcus pyogenes</i> (beta-Hemolytic group)	PCG, ABPC	NS
	CTX, CFPM	NS
	VCM	NS
<i>Streptococcus agalactiae</i> (beta-Hemolytic group)	PCG, ABPC	NS
	CTX, CFPM	NS
	VCM	NS
Viridans group Streptococci	VCM	NS
<i>Haemophilus influenzae</i>	CTX	NS
	CPFX, LVFX	NS

CLSI M100-ED29, Appendix Aを参考に作成

NS（非感性）：CLSIガイドラインでS（感性）の基準のみ設定されている組み合わせでは、感性和判定されない株はNSと判定される。